

В поисках безопасной инфузии

- Система динамического давления (DPS)
- Двойная система датчиков давления
- Антиболюс с автоматическим сбросом давления
- Встроенная библиотека препаратов и DERS
- Интеллектуальное обнаружение пузырьков
- Обнаружение пустого контейнера



Взаимосвязи расширяют возможности воображения

Поддержка проводного/Wi-Fi подключения для обеспечения стабильной передачи клинической информации.
Доступ к инфузионной рабочей станции MX8900.
Доступ к HIS/CIS/EMR по протоколу HL7.



ME900 Инфузионный насос

Детальный дизайн, улучшенное удобство

Последнее мастерство IML не оставляет щелей между панелью экрана и корпусом, предотвращая попадание жидкостей.



Исключительное мастерство

Бесшовное соединение деталей, повышенная защита от проникновения жидкости



Система автоматического затемнения

Обеспечивает правильную яркость экрана все время



3,5-дюймовый сенсорный экран

Приносит легкий опыт пользователю



Интуитивно понятный интерфейс

Обеспечивает быстрый доступ к инфузионной информации и настройкам

Более сильная комбинация, гибкая транспортировка

Меньше, легче и с уникальной конструкцией ручки для различных транспортных задач.

Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость комбинирования для различных сценариев инфузии.



Точная инфузия


Высокопроизводительные двигатели и процессоры обеспечивают долговременную точность инфузии и стабильность скорости потока.



Калибровка точности $\pm 4.5\%$

Различные режимы инфузии

- МЕ900 предназначен для отличного удовлетворения потребности пациентов, нуждающихся в объемных инфузиях широкого спектра лекарств. МЕ900 облегчит работу медсестер, благодаря возможности выбора из 10 уникальных режимов инфузии.



Intelli.TM Plan (Интеллектуальный план)

- В комплект поставки Comen ME900 входит библиотека препаратов, в которой может храниться до 5000 препаратов, что позволяет лицам, осуществляющим уход, гибко настраивать параметры препаратов для использования в различных планах лечения.
- Часто используемые планы лечения можно сохранить для использования в будущем в различных клинических ситуациях. Всего несколькими касаниями МЕ900 автоматически загрузит любые ранее сохраненные параметры инфузии на основе плана лечения, повысив эффективность работы и обеспечив лицам, осуществляющим уход, удобство и простоту, в которых они всегда нуждались.

Add	Delete	Treatment Plan
Treatment Plan 1--Atorvastatin--Rate Mode		1/2
Treatment Plan 2--Adrenaline--Time Mode		
Treatment Plan 3--Atorvastatin--Rate Mode		
Treatment Plan 4--Verapamil--Time Mode		

Drug	Atorvastatin	Rate Mode
Rate	200.00	ml/h
VTBI	100.00	ml
Time	00:30:00	h:m:s
	Save Treat.	